



电动马弗炉“Select-Horn-TFT”

可调温度范围:最高不超过1150 °C
 设置精确度:设定值的±1 °C.分辨率:1位
 带彩色TFT触摸屏, 数字控制温度和时间
 多达10个可编程的温度曲线

安全保护:

探头断裂会自动切断马弗炉的电源
 门打开时微开关切断加热器元件的电源
 翻盖门,也可用作支撑托盘,防止用户接触热的内表面

应用

用于焚烧过程,干燥、降解、再加热、热处理等

特点

内室由高质量轻质耐火砖建造,氧化铝含量高,不含石棉或氧化铁
 均匀分布的超长寿命加热元件,在高熔点退火.由低密度导热陶瓷纤维制成,具有卓越的隔热性能
 低消耗,但性能最高.门打开后温度迅速恢复
 带有易于更换部件的活板门
 由特殊钢制成的支撑托盘,用作支撑化验材料的底座
 USB输出



控制面板

通用模式

主开关
 4.3" TFT触摸屏
 时钟日历
 正常/编程两种工作模式
 SPA 西班牙语 - FRE 法语 - ENG 英语菜单
 启动时自检
 温度控制自动调谐

°C/°F选择

K型探头

正常模式

设定点的温度选择
 上梯度
 设置稳定运行时间从1min至99h或者连续运行

编程模式

10组工作程序
 每组程序最多6个波段
 每个波段的稳定运行时间从1min至99h (在最后一个波段连续运行)
 分段之间的上行梯度
 每日-每周On / Off编程



温度梯度图

警报

网络故障检测警报
 探头错误检测警报
 过温和低温警报
 声音报警和报警指示灯
 最多100个警报细节存储(日期,开始时间,结束时间和报警类型)

数据记录

数据记录可存储多达15000个数据
 记录间隔从5 s至30 min
 通过USB下载数据



活板门系统运行如图

型号

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Width (interior) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
2000376	3.6	10 15 24	52 54 56	2500	54
2000377	9	15 20 30	58 59 65	3000	70

提供支撑托盘,由退火钢制成

备件

支撑托盘,由特殊钢制成,用作支撑化验材料的底座
 产品号 0203681 用于马弗炉 Part No. 2000376
 产品号 0203692 用于马弗炉 Part No. 2000377

